

Planning de maintenance

Famille de produits SLK Multy



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SLK Multy Aktiv | <input type="checkbox"/> + SLK Multy
Kit de modification Universal |
| <input type="checkbox"/> SLK Multy Aktiv e | <input type="checkbox"/> + SLK Multy
Kit de modification Universal |
| <input type="checkbox"/> SLK Multy Universal | <input type="checkbox"/> + SLK Multy
Kit de modification Aktiv |
| <input type="checkbox"/> SLK Multy Universal e | <input type="checkbox"/> + SLK Multy
Kit de modification Aktiv |

Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop
Téléfon: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 0
Internet : www.slk-gmbh.de

Numéro de série : _ _ _ _ _ Date de fabrication : _ _ / _ _ _ _

Pos.	Objet	Oui	Non	Remarques	Réparé le:	
1	Lève-personnes dans son état d'origine					
2	Déclaration de compatibilité des combinaisons d'accessoires et d'appareils disponibles					
3	Mode d'emploi disponibles					
4	Étiquettes signalétiques disponibles et lisibles					
5	Les roulettes	<ul style="list-style-type: none"> peuvent être tournées en douceur pivotent à 360° sont intactes Vis de fixation bien serrées Freins fonctionnels 				
		<ul style="list-style-type: none"> Embase Mât de support Bras de levage (respecter également la formation de trous oblongs sur le CSP) Poignée de poussée Fixations du moteur Fléau / Repose-pieds / Support de tibia (selon modèle) 				
		Pas de dommages de surface ou de corrosion				
		Fonction d'écartement du embase en douceur				
		Boulon avec goupille agricole en parfait état (à échanger lors de l'initiation)				
10	Boulons pour la fixation du bras de levage (40 mm de long) et du mât de support (60 mm de long) présents et en parfait état (à remplacer en cas d'indentation)					
11	Raccords serrés	entre l'embase et le mât				
		entre le mât et le bras de levage (couple de serrage de 100 Nm)				
		entre l'embase et les pieds (couple de serrage de 100 Nm)				
12	Boulon de levage avec collerette pour recevoir le fléau min. hauteur de ceinture de 4 mm. Mesurer avec la jauge coulissante et entrez la mesure sous « Remarques ». (selon le modèle)					
13	Disque en téflon entre le boulon de levage et le fléau, min. 1 mm d'épaisseur, sinon à remplacer					

Pos.	Objet	Oui	Non	Remarques	Réparé le:
14	Ressort à gaz fonctionnel				
15	Mécanisme de pliage fonctionnel				
16	Poignée de poussée vissée fermement				
17	Bouchons présents sur le lève-personnes/fusibles à ressort et bouchons présents sur l'étrier du lève-personnes (le cas échéant)				
Systeme électrique					
18	Tous les câbles intacts et connectés				
19	Bouton d'arrêt d'urgence présent et en fonction (pas de fonction lorsque l'arrêt d'urgence est pressé, réactivation uniquement par rotation)				
20	Chargeur présent et intact, les connexions sont propres, témoin orange en mode de charge				
21	La fonction de charge est donnée				
22	Pas de fonction de levage en mode de charge				
23	Fonctionnement de la télécommande (relâcher la télécommande – le fonctionnement de l'ascenseur s'arrête)				
24	Pas de fonction de levage si le boulon n'est pas correctement installé dans le mât. Test : Retirer le boulon, il ne doit pas y avoir de fonction de levage				
25	Télécommande avec câble et décharge de traction intacts, Les voyants fonctionnent (le cas échéant)				
26	Bague d'étanchéité présente sur la fiche de la télécommande				
27	Boîtier de contrôle vissé fermement				
28	Batterie sans dommage externe ni déformation, les connexions sont propres, le verrouillage de la batterie s'enclenche				
29	La commande électrique via les boutons du boîtier de contrôle fonctionne				
30	Les affichages / écrans fonctionnent				
31	Les deux interrupteurs de fin de course fonctionnent (La motorisation s'éteint en haut et en bas)				
32	Pas de bruit perceptible dans le vérin				
33	Descente d'urgence mécanique fonctionnel				
34	Dépôts de graisse sur le tige de poussée enlevés				
35	L'écartement électrique du embase fonctionne (si disponible)				
36	Essai de l'ensemble du cycle de levage selon EN 10535 Annexe B1 Multy Universal : avec charge nominale maximale de l'élèvevateur Multy Aktiv : avec 50 % de la charge nominale max. du lève-personnes				

Le lève-personnes/Kit de modification peut être utilisé.

Le lève-personnes/Kit de modification doit être remis en état avant d'être réutilisé. (Un marquage correspondant a été apposé.)

Date : _____

Signature du vérificateur : _____

Maintenance suivante: _____

Nom en caractères d'imprimerie : _____

**Tous les défauts ont été éliminés de manière professionnelle.
Le lève-personnes/Kit de modification peut être utilisé.**

Date : _____

Signature du vérificateur : _____

Maintenance suivante: _____

Nom en caractères d'imprimerie : _____