

SLK Waagen – Kompatibilitätsliste
SLK Scales – compatibility list

SLK Vertriebsgesellschaft mbH bestätigt hiermit die Verwendbarkeit der SLK Waagen an folgenden Patientenliftern:

Herewith SLK Vertriebsgesellschaft mbH confirms the applicability of the SLK Scales on the following patient hoists:

aks GmbH: foldy, mini foldy, micro foldy, foldy XL, clino II, dualo Standard, mini dualo standard, goliath

Novacare: Alle aufgeführten Typen nur bei Verwendung von SLK Hebebügeln:
All named hoists only when used with SKL spreader bars:
ProLift Cacero. ProLift A166, ProLift A222. Prolift A333

Invacare: Birdie

Dies setzt voraus, dass sich diese Lifter im unveränderten Originalzustand befinden. Bei einer Kombination verschiedener Komponenten wie zum Beispiel Patientenlifter, Waage, Lifterbügel und Hebegurt ist immer die Komponente mit der geringsten Tragkraft ausschlaggebend und begrenzt dadurch die Tragkraft des Gesamtsystems.

Precondition for the applicability is that the hoist is in an unchanged original state. In the combination of different components such as patient hoist, scale, spreader bar and sling the component with the lowest lifting capacity is decisive and limits the capacity of the whole system.

29.05.2018

Datum

