

BESTÄTIGUNG

**KOMPATIBILITÄT VON NAUSICAA MEDICAL – PATIENTENLIFTERGURTEN
MIT LIFTERN ANDERER HERSTELLER**

Die Firma NAUSICAA MEDICAL erklärt hiermit, dass die durch NAUSICAA hergestellten Gurte mit allen Mobilien Patientenliftern und Deckenliftern verwendet werden können, die mit einem hängenden System mit offenen oder geschlossenen Haken ausgestattet sind. Diese Haken müssen in der Lage sein, eine 50mm breite Gurtschlaufe aufzunehmen und unter Zug zu halten. Der Lifter muss mit einem 2-, 3- oder 4 Punkte-Transportbügel ausgestattet sein.

Systeme mit gelochter Metall- oder Kunststoffösen-Aufnahme sind jedoch nicht kompatibel.

Liste der Lifter, für die wir eine Kompatibilität mit unseren Gurten bestätigen:

INVACARE : BIRDIE, BIRDIE COMPACT, BIRDIE PLUS, KIRILOS, JASMINE, RELIANT 350

ARJOHUNTLEIGH : MINSTREL, TENOR

LIKO-HILL ROM : VIKING XS, S, M, L, XL, UNO 102, UNO 200, GOLVO, UNO 100, M220, M230, SABINA, SABINA 2

AKS GmbH : FOLDY, MINI FOLDY, MICRO FOLDY, CLINO II, DUALO STANDARD, MINI DUALO STANDARD, FOLDO, GO-LIATH (jeweils mit Standardbügel oder Tandembügel): Alle SLK-Gurte für mobile Patientenliffter für 4-Punktaufnahme

DUALO AKTIV, MINI DUALO AKTIV, TORNEO: SLK-Aktivgurt

TORNEO II: SLK-Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

HORCHER: DIANA, LEXA MIT 4-PUNKT-BÜGEL

VASSILLI: 10.77/170, 10.77M170, 10.77N170, 10.77/200XXL, 10.77CS150, 10.77CS/200XXL

REBOTEC: ARNOLD 125, ARNOLD 150, ARNOLD 250, JAMES 150, JAMES 250

ERGOLET: LUNA, SOLAR, HELIOS, PALLAS 2000 AND 5000, STELLAR, ERGOLET TOILET LIFT, FAUN, FAUN 2

HOYER: HOVL-100, HOVL-200, HLU-3/E-O, HLU-4/E-O, HLU-3/S, HCL-7/E, HL-200, HWL-130, HLK-6.

GULDMANN: GH1, GH3, GL5.

VERMEIREN: VERMEIREN EAGLE 620, VERMEIREN EAGLE 625, VERMEIREN ALBATROS 1

WEINER/DAYS: OMNILIFT G1, OMNILIFT G2, OMNILIFT G2A, OMNILIFT 150, OMNILIFT 170

MEYRA: SITO

MOLIFT: SMART 150, NOMAD 160

ATO Form: HOSPILIFT, HOSPILIFT MINI, HOSPILIFT XLHOSPILIFT LINEAR, HOSPILIFT EE, HOSPILIFT MINI EE, KOSPILIFT KING, HOSPILIFT KING MINI, HOSPILIFT CLASSIC, HOSPILIFT CLASSIC XL, VITALIFT

HUMANCARE: SINGEL 2000, SINGEL 2100, SINGEL 4100, SINGEL 5100, ROOMER 5200, SINGEL 5100 SATELLIT

ROOMER S: ALTAIR, HELIQ

WIBU: ATLAS, ATLAS II, FAUN, MAYA

BRAUS: PATIENTENLIFTER BLC 175 B/BE MIT MULTIBÜGEL, DECKENLIFTER BLC 160-320 D/DL MIT MULTIBÜGEL

AACURAT: GENIUS, CURATOR, DECKENLIFTER V4

HANDICARE : MINI-LIFT 200

HANDIMOVE: VICTOR MIT KLASSISCHER STANDARD EINHÄNGEVORRICHTUNG, MIT STANDARD EINHÄNGEVORRICHTUNG 4-PUNKT UND KOMBI-EINHÄNGEVORRICHTUNG, HM50

BURMEIER: AGILE

OXFORD: MINI 140, MIDI 180, MAXI 180, MAJOR 200, ADVANCE, CALIBRE, PRESENCE, STATURE

SLK: SLK CARRY 185 ECO, SLK CARRY 185 CLASSIC, SLK CARRY 185 PRO, SLK CARRY 185 PRO L, SLK MULTY

SUNRISE: SUNLIFT MICRO, SUNLIFT MINI, SUNLIFT MIDI, SUNLIFT MAJOR

HEYMER: UNO, DUO, HEROS 300, AND KLEMMLI

DP-MED: PROLIFT A166, PROLIFT A222, PROLIFT A333, PROLIFT P136, PROLIFT TRANSACTIVE XTRA, PRISM C-380, PROLIFT P-200

Diese Liste ist nicht erschöpfend. Sollte der verwendete Lifter nicht auf dieser Liste stehen, empfehlen wir Ihnen uns zu kontaktieren, um die Kompatibilität unserer Gurte mit diesem Lifter zu überprüfen und zu bestätigen.

Gemäß der Richtlinie der ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé): «Verträglichkeit von Medizinprodukten» vom Juli 2007 wird bestätigt, dass Nausicaa Médical Gurte der EN ISO 10535:2007 entsprechen. Unser Risikomanagement-Prozess zeigt, dass die Verwendung von Nausicaa Médical Gurten mit Liftern oder Deckenliftern, die mit einem hängenden 2-, 3- oder 4 Punkt- Haken-System ausgestattet sind, keine zusätzlichen Risiken im Vergleich zu dem ursprünglichen System erzeugt.

Die Konformität mit den in Anhang I beschriebenen grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EG für Medizinprodukte (Nausicaa Médical Gurte, die in Kombination mit Nausicaa Médical Liftern und mit den oben erwähnten Liftern verwendet werden, sind sicher und beeinträchtigen nicht die erwarteten Leistungen der Lifter) und die Ergebnisse der Tests (in Bezug auf EN ISO 10535) von LNE ermöglichen es uns, die Kompatibilität zu bestätigen.

Gallargues le Montueux, den 14. April 2016

Pierre-Henri CHAUZAT
Président
NAUSICAA Médical
Phone: +33 (0) 466.515.080
Email: phc@nausicaa-medical.com

